



Agitadores e Incubadores de Plaquetas



AP-48 L / AP-96 L

AP-48 LT / AP-96 LT



Calidad ISO 9001/13485
ANMAT: PM1532-4

📍 Calle 34 (Ex Francia) N° 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
☎ +54 11 4755-7780 / 4004 📞 +54 11 2488 7703
🌐 www.presvac.net ✉ presvac@presvac.net





Agitador de Plaquetas



AP-48 L / AP-96 L

Agitación uniforme. Conservación confiable.

Los agitadores de plaquetas Presvac garantizan condiciones óptimas de almacenamiento mediante una agitación continua y controlada.

Capacidad adaptable a cada necesidad


- **AP-48 L:** hasta 48 bolsas de plaquetas o 16 unidades de aféresis
- **AP-96 L:** hasta 96 bolsas de plaquetas o 32 unidades de aféresis

Características clave

- Bandejas perforadas para circulación homogénea del aire
- Agitación suave y continua mediante sistema de rodillos
- Motor de bajo mantenimiento con ventilación forzada
- Diseño robusto para operación continua

Opcionales

- Bandejas en acero inoxidable
- Alarma de movimiento





Incubador de Plaquetas

AP-48 LT / AP-96 LT



Control térmico preciso. Máxima seguridad en conservación. Los conservadores de plaquetas **Presvac** mantienen condiciones térmicas estables y controladas, asegurando la correcta preservación de las unidades mediante circulación de aire forzada y monitoreo continuo.

Capacidad según demanda operativa

- **AP-48 LT:** incubador compacto, diseñado para bancos de sangre con menor volumen de procesamiento. Compatible con agitador AP-48L.
- **AP-96 LT:** incubador de mayor capacidad, diseñado para bancos de sangre con alta demanda de procesamiento. Compatible con agitador AP-96L.

Características clave

- Temperatura programable entre 18 °C y 22 °C
- Indicador digital de temperatura
- Circulación de aire forzada para uniformidad térmica
- Alarmas visuales y sonoras (alta y baja temperatura)
- Puerta de vidrio templado
- Interior en acero inoxidable

Opcionales

- Registrador gráfico
- Alarma de puerta abierta
- Alarma por corte de energía
- Data Logger



☎ +54 11 2488 7703 ✉ presvac@presvac.net
🌐 presvac.net



AP -96L