



Descongelador de Plasma y Calentador de Sangre



PLASMA SOFT



**Control individual
por canasto**



**8 unidades
independientes**



**Alarmas
audiovisuales**

**Calidad ISO 9001/13485
ANMAT: PM1532-3**



📍 Calle 34 (Ex Francia) N° 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
☎ 4755-7780 / 4755-4004 📞 11 2488 7703
🌐 www.presvac.net ✉ presvac@presvac.net





Características destacadas del PLASMA SOFT

El **Plasma Soft** fue desarrollado para optimizar el proceso de **descongelamiento y calentamiento de hemoderivados**, combinando control térmico, programación individual y alarmas de seguridad en un equipo **robusto y simple de operar**.

- **Capacidad para 8 unidades de plasma.**
- **8 canastos con separación individual.**
- **Compatible con unidades de 50 a 450 ml.**
- **8 temporizadores independientes**
- **Sistema anti-desborde y drenaje.**
- **Teclado soft touch.**

Aplicaciones

Plasma

Crioprecipitados

Eritrocitos

Hemoderivados

Beneficios principales



Versatilidad de uso

Apto para unidades de plasma de 50 a 450 ml y hemoderivados que requieran calentamiento a temperatura de transfusión.



Tiempo programable por canasto

Temporizadores digitales programables hasta 1 hora para adaptar el proceso a cada unidad.



Transferencia de calor eficiente

Software de gestión combinado con un sistema de transferencia térmica que permite descongelamiento y calentamiento individual.



Alarmas para mayor seguridad

Alertas sonoras y visuales por fin de ciclo, nivel de agua, temperatura alta/baja y falla de sensor.



Construcción resistente

Recipiente principal fabricado en acero inoxidable, con sistema anti-desborde y drenaje de agua.



Operación simple e intuitiva

Pantalla LCD alfanumérica y gráfica con teclado soft touch para visualizar temperatura, tiempos y estado de cada cubeta.



Descongelamiento seguro

Sistema diseñado para descongelar plasma de forma rápida, uniforme y segura, manteniendo control del proceso durante todo el ciclo.



Control individual por unidad

Cada una de las 8 cubetas cuenta con temporizador independiente, permitiendo iniciar y controlar ciclos separados según la necesidad del banco de sangre.



☎ 11 2488 7703 ✉ presvac@presvac.net
🌐 presvac.net

